

TONOVUE-P™

TONOMÉTRIE ET PACHYMÉTRIE
AUTOMATIQUES



Pression intraoculaire
et pachymétrie

Distribué par :



BY LUMIBIRD MEDICAL

TONOVUE-P™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



TONOVUE-P™

ÉPAISSEUR DE LA CORNÉE CENTRALE

Plage de mesure : 0,4 à 1 mm
Source de lumière : LED Bleue

PRESSION INTRAOCULAIRE

Plage de mesure : 1-60 mmHg
Réglage plage de mesure : Auto/30 mmHg/60 mmHg
Principe de mesure : Jet d'air pulsé
Unité d'affichage : mmHg/hpa
Distance de travail : 11 mm
Alignement : Suivi 3D entièrement automatique
Mentonnière : Motorisée
Écran : Écran LCD tactile 10 pouces
Impression : Imprimante thermique avec découpe automatique
Interface : USB/RS232/LAN
Alimentation électrique : 100 V à 240 V (1,1 A - 1,9 A), 50/60 Hz, sélection automatique
Conditions environnementales : Température : 10 °C à 35 °C
Humidité : 30 % à 90 %
Dimensions : 280 (L) x 485 (P) x 480 (H) mm
Poids : 17 kg



Jet d'air



Tracking 3D



Pachymétrie



Mesure automatique



Écran tactile



Imprimante intégrée

Produit
sélectionné par



www.quantel-medical.fr

Le tonomètre TonoVue-P est un appareil de diagnostic médical non-invasif de classe IIa, conçu et fabriqué par Crystalvue et distribué par QUANTEL MEDICAL et dont l'évaluation de conformité a été réalisée par l'organisme notifié SGS United Kingdom Ltd « CE 0120 ». Il est destiné aux professionnels de santé dans le cadre du diagnostic de certaines affections oculaires. Pour le bon usage de ces produits, il est recommandé de suivre les indications et contre-indications détaillées dans la notice d'utilisation de ces produits. Document publicitaire à destination des professionnels de santé. Date de réalisation : Juin 2022

Quantel Medical
1 Rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Auvergne - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 73 745 745
Email : contact@quantelmedical.fr

Siège social
Lumibird Medical
1 Rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Auvergne - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 73 745 745

Une marque
du groupe



LUMIBIRD
MEDICAL

QUANTEL MEDICAL - ELLEX - OPTOTEK MEDICAL